

お客様各位

平素はエルメックス商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。



ELMEX Post は、微生物検査ご担当者様宛に、弊社商品の発売や仕様変更、セミナー・学会・展示会、その他関連する情報を提供する目的で発信しています。本紙が、適切でない部署に配信されている場合は、適切な部署へ転送させていただきます様よろしくお願い申し上げます。

Genus Clostridium クロストリジウム属菌検査用 AB パウチ

2015年2月発売

食品衛生法では特定加熱食肉製品、加熱食肉製品（包装後加熱殺菌）について、クロストリジウム属菌の成分規格が定められ、定量試験はパウチ法で行われています。

代表的なクロストリジウム属菌： *C. tetani*, *C. botulinum*, *C. perfringens*, *C. difficile*, *C. thermocellum*, *C. butyricum*, *C. acetobutylicum*



ABP-90

ABP-180

- クロストリジウム測定用培地は別途ご用意下さい。
- パウチ密閉用の電気シーラーを別途ご用意下さい。

品名	Code No.	サイズ(mm)	内径(mm)	材質・厚み(μm)	容量(mL)	滅菌方法	入り数(枚)	希望販売価格(円)
AB パウチ	ABP-180	190×260	180	58 (PET:38, LLDPE:20)	200mL	ガンマー 線照射	200	36,000 (180/枚)
	ABP-90	100×192	90		25mL		500	17,500 (35/枚)

----- サンプル請求書 (ABパウチ) ----- Fax: 03-5261-4130 -----

御社名	ホームページアドレス http://www.	<input type="checkbox"/> サンプル (1品目 20枚/チャック袋) ご希望の商品コードをご記入下さい。 ご購入先 (仕入先販売店名)
ご住所 〒	都道 府県	
ご所属	Tel	
役職	Fax	
ご芳名	e-mail address	

ELMEX では、当サービスをご登録頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事があります。

(1) キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2) 統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析。(3) その他、予めご同意頂いた目的。

配信停止をご希望の場合は、受信された FAX 番号を上記 FAX 欄にご記入の上、返信下さいます様よろしくお願い申し上げます。