

衛生検査用
拭き取り検査キット

Pro-media

SWAB TEST

(特許取得済)

拭き取り検査キットの基本型

希釈液の種類

PBS

Phosphate Buffered Saline
りん酸緩衝生理食塩水

BPW

Buffered Peptone Water
緩衝ペプトン水

MRD

Maximum Recovery Diluent
0.1% ペプトン加生理食塩水

SWAB TESTは進化し続けます



拭き取り検査キットは、
HACCP International
認証を取得しました
(アジア・オーストラリア地域)

HACCP International社は、食品産業で使用される製品や設備に対し、HACCPによる衛生管理手法に基づく食品安全に適合していることを認証する機関です。

All in One

拭き取りに必要な器材が
1本の容器で滅菌済み
キャップと一体化の綿棒で
拭き取り作業を即開始

ピペット不要

検体を直接シャーレや
試験管に滴下
二重構造のキャップ
ピペット使用も可能

延長ツール

延長ツールを接続して
届きにくい箇所の
拭き取りもできます

試験管不要

容器のままでも培養可能
ST-SSPと併用

現場から開始

簡易培地を用意して
現場から培養開始可能
塗抹も可能

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL://www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp

