

# 試験管やシャーレの分注に 簡易分注器 Pro·media AP-001



試験管分注仕様

## ● 試験管分注仕様

### 片手でらくらく分注

1リットルの液体培地を100本の試験管に2分以内で分注可能です。  
 (当社実測値：分注量10mL、精度±0.2mL、モータースピード232rpm時)

## ● シャーレ分注仕様

ノズルを装置にセット(左写真)し、フットスイッチを押すだけで分注が可能です。培地容器は恒温水槽で暖めながら分注すると、スムーズに分注ができます。

## ● 標準装備

### フットスイッチ

押すだけで培地が分注できるので、両手が自由に使えます。

### インターバルタイマー

任意設定可能。マイペースで分注できます。

## ● 輸液セットは、オートクレーブ滅菌可能

輸液セット(分注ノズル、チューブ、端末管)ごとオートクレーブ滅菌できます。  
 (注)滅菌の際はノズルと端末管をアルミホイルで包み、かごに入れて滅菌して下さい。



シャーレ分注仕様

品名	簡易分注器 Pro·media AP-001	標準装備		仕様	
		ペリスタリックポンプヘッド	2個	電源	AC 100V 1.0A 50/60Hz
コードNo.	AP0104	試験管分注用輸液セット	1式	起動スイッチ	本体スイッチまたはフットスイッチ
		シャーレ分注用輸液セット	2式	タイマー	デジタル式
		インターバルタイマー内蔵		モーター	回転数連続可変式
		フットスイッチ付		寸法(本体)	W255×D205×H130mm

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。

総発売元

株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL://www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp